

SCHEMA TECNICA

Prodotto: Asciughini a freccia PVA

Codice: A-0405

1. Descrizione del prodotto

Asciughino a freccia PVA con manico. Accessorio per la microchirurgia, in grado di assorbire liquidi, sangue, durante le procedure di intervento, al fine di mantenere pulito e asciutto il campo operatorio. E' indicato per l'uso in procedure chirurgiche oftalmiche o microscopiche per assorbire i liquidi in eccesso dal campo operatorio.

- Elevata resistenza alla trazione e all'abrasione
- Struttura a pori aperti interconnessi
- Assorbimento rapido dei fluidi
- Traspirazione estremamente rapida
- Elevata ritenzione di liquidi
- Senza pelucchi, senza fibre e senza particolato
- Estremamente morbido e confortevole quando è bagnato
- Biocompatibile con il corpo umano, antiadesivo e a bassa irritazione
- Ultra-pulito con residui estremamente ridotti
- La bassa crescita batterica riduce le infezioni




2. Specifiche del Prodotto

(1) Caratteristiche fisiche			
Elemento esaminato	Caratteristiche	Unità di misura	Metodo di prova /Strumenti/attrezzature
Velocità di assorbimento dell'acqua	<15	sec	STM-140
Durezza relativa	35~ 55		STM-138
Prova di trazione dell'asciughino	>1.5	Kgf	STM-130
Forza di rottura del manico dell'asciughino	Nessuna rottura dopo 20 mm di curvatura e spostamento	-	STM-135
Spessore da bagnato	8~10	mm	Ispezione visiva con Righello e calibro
Dimensione a secco (Dimensione definita)			Ispezione visiva con Righello e calibro

(2) Pulizia

Aspetto	La schiuma PVA fustellata deve essere liscia senza strappi, bordi frastagliati o contaminazione	-	Ispezione visiva
	Il manico deve essere liscio e ben aderente con spugna a triangolo	-	Ispezione visiva

(3) Dimensione: 17.2*8.2*2 mm



(4) Confezionamento primario

10 pz contenuti in doppio confezionamento di bustina di alluminio + buste Tyvek/OPA15/PE65

(5) Confezionamento secondario

18 bustine da 10 pz

(6) Descrizione – Modelli disponibili

Codice	Descrizione	CND	RDM
A-0405	Asciughini a freccia in PVA, sterili	M040302	2305261

(7) Classe di appartenenza: IIa

(8) Sterilizzazione: Raggi gamma



Aktive Srl
Via Giacomo Delitala, 106
00173 Roma
www.aktive-corp.com



Cenefom Corp.
2F&3F., No.50-3, Keyan Rd., Hsinchu Science Park, Zhunan Township, Miaoli
County 35053, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-37-580058 Fax: +886-37-580518
E-mail: service@cenefom.com www.cenefom.com
 MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany