

Mini-Spike Plus®

Perforatore per prelievi e ricostituzione
di farmaci
Disegno ergonomico per un utilizzo pratico



Apertura e chiusura con l'uso di una sola mano.
Tappo a scatto integrato.
Prelievo e iniezione semplificati dall'ampia superficie
dei filtri aria e particelle.

Mini-Spike Plus®

Inserimento senza sforzo anche in tappi di alto spessore

■ Direzionabilità sicura nel corso della perforazione. Minimo sforzo di inserimento.



L'impugnatura è posizionata al di sopra del perforatore rendendo il sistema maneggevole.

Semplice da aprire e chiudere con una sola mano

Le difficoltà d'uso sono un problema del passato grazie al tappo a scatto integrato.

■ L'inserimento della siringa è veloce, senza ostacoli e protetto da contatti involontari.

■ La chiusura dopo il prelievo è veloce ed ermetica.



Tappo a scatto per una tenuta ermetica e la protezione del connettore.



I filtri ad ampia superficie sono inseriti nel piatto di spinta.



Semplice, manipolazione senza problemi, assicura sicurezza, riduce i tempi.

Sicurezza e velocità anche nel prelievo di grandi volumi

■ Connessione della siringa stabile e resistente alle perdite.

■ L'ampia superficie dei filtri consente di praticare prelievi e iniezioni molto facilmente.

■ Affidabile protezione da contaminazione microbica e particellare durante tutte le operazioni.

Sicurezza con preparati citostatici

Chemo-Mini-Spike Plus (tappo rosso) per la preparazione dei prodotti citostatici.

■ Protezione sicura contro gli aerosol durante la soluzione di sostanze tossiche secche.

■ Facilità nel prelievo e nell'aspirazione.

■ Le particelle non disciolte e invisibili vengono trattenute dal filtro durante l'aspirazione.

Prelievi e ricostituzioni



Nessun accesso contaminante

Contenitore, Mini Spike e siringa costituiscono un sistema chiuso perfettamente maneggevole. Tappo blu = Mini spike con filtro particelle e aria.

Preparazione dei citostatici



Nessun rilascio di aerosol tossici

Chemo-Mini-Spike Plus con filtro per aerosol e particelle = Tappo rosso.

Gamma di prodotti e dati per l'ordine

Codice

Mini-Spike Plus Tappo verde		Filtro aria 0.45 µm	0455 0242
			Unità di vendita: 50 pz
Mini-Spike Plus Tappo blu		Filtro aria 0.45 µm Filtro particelle 5 µm	0455 0234
		Non utilizzabile per prelievi di insulina	Unità di vendita: 50 pz
Chemo-Mini-Spike Plus Tappo rosso		Filtro aria 0.2 µm (ritenzione aerosol) Filtro particelle 5 µm	0455 0340
			Unità di vendita: 50 pz

Corpo: SAN/ABS, Corpo tappo: PP, Cappuccio protettivo spike: PE
Filtro: Versapor®-Membrane filtranti, Gelman Sciences. Idrofobica.
Imballo: PE monostrato, carta plastificata.

B | BRAUN

Hospital Care

B. Braun Milano S.p.A

Via V. da Seregno 14
20161 Milano

Tel +39 02 662181

Fax +39 02 66218298