


Come definire la taglia del Tutore Collo

Utilizzando un metro a nastro, misura la circonferenza del collo (C) come rappresentato nel seguente schema.

Assicurati di non stringere né allargare troppo il metro.

Se non si dispone di un metro a nastro, si può utilizzare una stringa e, dopo averla avvolta al collo, misurarla con un righello.

Infine, scegliere la misura in centimetri corrispondente nel menù di selezione della taglia.



XS (Misura C da 25 a 29 cm)

S (Misura C da 30 a 39 cm)

M (Misura C da 40 a 49 cm)

L (Misura C da 50 a 59 cm)

XL (Misura C da 60 a 69 cm)