

PHOVIA

Rigenera la cute con la luce

*L'energia
della luce*

**Migliorare
la qualità della vita
dei tuoi pazienti
supportando la
rigenerazione cutanea**



vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

I VANTAGGI DI PHOVIA

Come e quando applicare Phovia?

Due possibilità:
1 applicazione
2 volte la settimana
o 2 applicazioni consecutive
1 volta a settimana
(back-to-back)

PER LA CLINICA...

-  **Tempi di risoluzione dei disturbi cutanei dimezzati**
-  **Facile e veloce da utilizzare**
-  **Aiuta a ridurre l'uso di farmaci antimicrobici**
-  **Animale e proprietario più felici = cliente più fedele**

PER GLI ANIMALI...

-  **Percorso terapeutico più breve**
-  **Meno farmaci, per una minore possibilità di effetti collaterali**
-  **Recupero più veloce**

PER I PROPRIETARI...

-  **Rigenerazione della cute visibilmente più veloce**
-  **Minor utilizzo di farmaci**
-  **Rapido sollievo per l'animale, più veloce del doppio**
-  **Animale più felice, in poco tempo!**

SUPPORTO ALLA RIGENERAZIONE


L'energia luminosa fluorescente (FLE)
scientificamente...

- **Sostiene i naturali meccanismi antinfiammatori**
- **Raggiunge i batteri**
- **Aiuta l'aumento di sintesi del collagene**
- **Impatta positivamente il tessuto vascolare**

Con il risultato di una rigenerazione più rapida della cute danneggiata.

Vi sono prove concrete sul fatto che la FLE **supporta la riduzione dei sintomi nelle condizioni croniche della cute** e nelle ferite acute e persistenti nei cani e nell'uomo.

Le lunghezze d'onda maggiori (rosse) penetrano nei tessuti più facilmente, ma quelle più corte (blu) hanno un maggiore impatto sulle strutture di superficie. A differenza degli strumenti con luce monocromatica, Phovia genera un **range di lunghezze d'onda pari a 400-700 nm**, supportando una simultanea risposta cellulare multipla.



CHE COS'È

L'energia luminosa fluorescente?

L'energia luminosa fluorescente (FLE) stimola i cromofori naturali all'interno delle cellule, specialmente nei mitocondri.

- **La lampada a LED emette la luce blu.**
- **Il gel cromoforo assorbe e riemette FLE policromatica.**
- **L'FLE penetra nei diversi strati della cute**

Le prove cliniche mostrano che i tempi di riparazione della cute sono dimezzati rispetto al trattamento standard grazie all'utilizzo di Phovia.



Cosa dicono gli esperti?

“ Tra le prime esperienze con l'uso della biomodulazione a fluorescenza ho utilizzato questa nuova soluzione in un cane bull dog con placca piodermica su un arto associata ad infezione da *Stafilococco multiresistente*. In un tempo di 6-8 settimane ho assistito alla risoluzione clinica con sollievo per l'animale e soddisfazione per il proprietario - Fabia Scarampella ”

“ I risultati ottenuti per la chiusura di piaghe da decubito che erano torpide da mesi e non responsive a terapie precedenti è stata molto positiva e sicuramente sorprendente - Chiara Noli ”

IL PROBLEMA

Le malattie cutanee sono comuni negli animali, ma spesso **frustranti da gestire**.

36%

Il 36%* delle visite sono relative alle malattie cutanee. Diverse condizioni cutanee richiedono **antibiotici sistemici per settimane** o mesi, con significative controindicazioni:

- Disagio per gli animali
- Frustrazione per proprietari e Veterinari
- Rischio di resistenza antimicrobica

*O Neill DG, Church DB, McGreevy PD, Thomson PC, Brodbelt DC (2014) Prevalence of Disorders Recorded in Dogs Attending Primary-Care Veterinary Practices in England. PLoS ONE 9(3)

Ecco il Sistema Phovia, una nuova Soluzione



LAMPADA A LED



KIT GEL



◀ Scarica le istruzioni d'uso

Il Sistema Phovia:

La **lampada multi-LED**, portatile, alimentata a batteria, per illuminare.


Il **kit, composto da gel** vettore e cromofori attivi che emettono FLE quando esposti alla luce della lampada.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni,
visita i siti Web:

www.vetoquinol.it
www.vetoquinol-contact.it

Oppure, contatta l'informatore di zona:



PHOVIA

Biomodulazione a fluorescenza
per gli animali da compagnia,
da Vetoquinol.

Vétoquinol Italia S.r.l. - Via Piana, 265
47032 Bertinoro (FC) Italy
Tel. +39.0543.462411
Fax +39.0543.448644
italy_phovia-cs@vetoquinol.com

