

A stylized icon of a syringe, composed of a grid of red dots, is positioned to the left of the word 'SIRINGHE'.

SIRINGHE
3 PEZZI





Le siringhe **PENTA** offrono una gamma completa e sono il risultato di una ricerca mirata alla realizzazione di un prodotto con caratteristiche di qualità e sicurezza certificata. Hanno pistone **"Latex Free"**, in gomma sintetica priva delle proteine del lattice naturale, per evitare eventuali allergie. Due tipologie: con e senza ago.

Caratteristiche generali

- Siringhe sterili, monouso, atossiche, apirogene.
- L'alta trasparenza del cilindro offre all'utilizzatore un maggior controllo sulla miscelazione e sul flusso del liquido.
- La graduazione di colore nero indelebile permette una facile lettura.
- La siliconatura speciale di grado medicale garantisce uno scorrimento del pistone regolare e sicuro.
- La distanza alette / cilindro secondo norma ISO 7886-1 garantisce una facile manualità.
- Le siringhe, cono Luer o Luer Lock (normativa ISO 594-1/2) permettono di adattarsi e/o di bloccarsi sul barileto dell'ago.

Caratteristiche dei componenti

- **Cilindro** in polipropilene trasparente con fermo asta.
- **Asta** in polipropilene.
- **Pistone "Latex Free"** con due anelli di tenuta, in gomma sintetica acitotossica, senza lattice.
- **Cannula** in acciaio AISI 304; diametro a norma ISO 9626 e lunghezza a norma ISO 7864.
- **Barileto** in polipropilene colorato secondo la norma ISO 6009.
- **Copriago** in polipropilene trasparente.
- **Lubrificante** silicone di grado medicale.
- **Graduazione** indelebile secondo norma ISO 7886-1.
- **Blister** carta di grado medicale, film plastico.

Metodo di sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO 10% + CO2 90%), ciclo convalidato secondo norma ISO 11135-1

Sede di Ferrara
Via Modena 119,
44122 Ferrara
Tel. +39.0532.778811
Fax +39.0532.778812

Sede di Campli
S.S. 202 Loc.tà Nocella,
64012 Campli (TE)
Tel. +39.0861.560201
Fax +39.0861.560200

info@pentaferite.com
www.pentaferite.com

CAPACITÀ	GRADUAZIONE	ATTACCO	AGO	IMBALLO
1 ml Ins. 40U	Unità di Insulina	A	M - S	100 pz.
1 ml Ins. 100U	Unità di Insulina	A	M - S	100 pz.
1 ml Tubercolina	0,01 ml	A	M - S	100 pz.
1 ml Doppia Scala	Unità di Insulina / 0,01 ml	A	M - S	100 pz.
2 ml	0,1 ml	A - C	M - L - S	100 pz.
2,5 ml	0,1 ml	A - C	M - L - S	100 pz.
3 ml	0,1 ml	A - C	M - L - S	100 pz.
5 ml	0,2 ml	A - C	M - L - S	100 pz.
10 ml	0,5 ml	A - B - C	M - L - S	100 pz. S/A
20 ml	1 ml	A - B - C	M - L - S	80 pz.

SIRINGHE IN ASTUCCIO

CAPACITÀ	GRADUAZIONE	ATTACCO	AGO	IMBALLO
2,5 ml	0,1 ml	A - C	M - L	10 pz.
5 ml	0,2 ml	A - C	M - L	10 pz.

N.B. Abbinamento
siringa-ago non standard
disponibile su richiesta

A: Luer Centrale
B: Luer Eccentrico
C: Luer Lock

M: Con ago montato
L: Con ago a lato
S: Senza ago

