



Patologie alle articolazioni delle ginocchia come lesioni ai legamenti crociati, problemi di lussazione della rotula, artriti e artrosi, varismo o valgismo richiedono soluzioni efficaci: il tutore doppio per ginocchio BT Jump Plus è la risposta a tutto questo. L'ausilio ortopedico è ottimo anche come valida alternativa a un intervento chirurgico o come eccellente supporto post-operatorio.


Il tutore, se usato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti l'effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona, aumentando così la temperatura e riducendo di conseguenza il dolore provocato dalle patologie.

VANTAGGI

Garantire stabilità alla parte lesa, spesso vuol dire facilitarne la guarigione. Due stecche laterali di alluminio angolate inserite in apposite tasche limitano il movimento, qualora necessario, controllando la zona da tenere ferma. Inoltre il tutore è pensato per ridurre il carico sulla articolazione quando il cane cammina aiutandolo quindi a sostenersi perfettamente.

CARATTERISTICHE

- ▶ Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
- ▶ Tessuto traspirante.
- ▶ Vestibilità.
- ▶ Lavabile a mano.
- ▶ Fascia accorciabile.




RACCOMANDAZIONI D'USO

- ▶ Durante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.

MISURE

Tg.	Circ. A	Circ. B	h A-B
XXS*	13-8 cm	5-3 cm	8 cm
XS	18-16 cm	7-5 cm	10 cm
S	25-21 cm	15-8 cm	15 cm
M	31-26 cm	16-10 cm	18 cm
L	34-29 cm	18-12 cm	22 cm
XL	oltre 36 cm	-	25 cm



* La taglia XXS è indicata per Chihuahua e cani di peso compreso tra i 2 ed i 4 kg.

