

BALTO LINK

TUTORE PER IL CONTROLLO DELLE ZAMPE POSTERIORI.

Balto Link è un tutore progettato per controllare e limitare l'apertura delle zampe posteriori del cane tramite una fascia regolabile in lunghezza. Viene utilizzato in caso di patologie come la sindrome del cucciolo nuotatore (quando il cane tende a spalancare le zampe posteriori a 180°) e patologie neurologiche. È utile inoltre come supporto post-operatorio all'anca o al bacino e nelle fasi di riabilitazione.

Il tutore è formato da materiale morbido, traspirante e antibatterico grazie alla fibra di argento presente al suo interno.

Balto Link controlla l'apertura delle zampe posteriori, limitando l'abduzione delle stesse e fornendo quindi un sostegno al cane.

VANTAGGI

Balto Link è un supporto importante per il controllo e la stabilità motoria dell'animale. Contribuisce ad un recupero funzionale del movimento limitando gli effetti di patologie neurologiche e ortopediche. Grazie al materiale in fibra d'argento a diretto contatto con le zampe, il cane godrà di comfort e sarà protetto da batteri. L'argento infatti ha notoriamente delle proprietà antibatteriche. Le molecole del metallo agiscono come inibitori riducendo il rischio di proliferazione di batteri.



A COSA SERVE

- Sindrome del cucciolo nuotatore (il cane tende a spalancare le zampe posteriori a 180°).
- Problemi neurologici.
- Debolezza muscolare.
- Supporto post-operatorio a seguito di fratture pelviche o femorali.
- Come supporto alla riabilitazione a seguito di un intervento chirurgico all'anca o al bacino.

RACCOMANDAZIONI D'USO

- Il tutore deve essere chiuso ben stretto attorno alle zampe del cane, per evitare che lo stesso possa scivolare e/o ruotare.
- Il tutore è lavabile solo a mano.
- Tenere pulite le parti velcrabili da peli o sporcizia.
- Il cane deve essere supervisionato durante l'uso del tutore.
- **Non lasciare il tutore indossato al cane per tutta la giornata:** si consiglia di utilizzarlo un paio d'ore la mattina e un paio d'ore il pomeriggio, rimuovere durante la notte.
- Il tutore non è un presidio medico, l'antibattericità è limitata alle proprietà naturali del materiale e solo nelle zone a diretto contatto con esso. **Il prodotto quindi non sostituisce eventuali farmaci e/o terapie previste dal veterinario.**

PROPRIETÀ DELLA FIBRA DI ARGENTO


La fibra d'argento è formata da uno strato di argento puro unito alla superficie di una fibra tessile. Si tratta di un processo tale da consentire alla fibra, unita all'argento in modo permanente, di mantenere le sue tradizionali caratteristiche tessili e la sua consistenza tattile. Le proprietà antimicrobiche inibiscono la formazione di cattivi odori. Questi tessuti in argento hanno capacità conduttive; proteggono dalle radiazioni delle onde elettromagnetiche formando uno scudo protettivo.



99,99%
ARGENTO PURO

CARATTERISTICHE DELL'ARGENTO


LA SOLUZIONE CONTRO IL FREDDO



Antimicrobico



Riflettente



Antistatico



Irraggiante

EFFICACIA COSTANTE NEL TEMPO



Resistente



Termoregolatore

ARGENTO E SALUTE

L'argento ha proprietà igienizzanti molto potenti; anti-germi e anti-odore. Queste preziose molecole di metallo inibiscono permanentemente la membrana batterica riducendo così la crescita di batteri e funghi del 99,9% entro un'ora. Oltre alle riconosciute proprietà igienizzanti, l'argento ha il potere di facilitare la guarigione delle "lesioni pigre" (difficili da risolvere) e rigenerare il tessuto danneggiato. La dimostrazione di un minor arrossamento infiammatorio delle lesioni a contatto con l'argento attesta anche le proprietà antinfiammatorie di questo prezioso elemento.

FORTE E ANTIBATTERICO

Gli ioni d'argento (Ag+) possono assorbire fortemente la proteasi dei batteri fini e combinarsi rapidamente con essa, distruggendo la proteasi del corpo batterico, rendendolo incapace di respirare e portando alla morte dei batteri. Il suo effetto è permanente e con il tempo e i lavaggi la sua funzione antibatterica non si riduce minimamente.

DEODORANTE POTENTE

Funzione antimuffa e deodorante. L'allevamento dei batteri produrrà odore e gli ioni d'argento sulla superficie del tessuto in fibra d'argento possono assorbire molto rapidamente le proteine deteriorate per ridurre o eliminare l'odore.



ISOLAMENTO TERMICO

Conduzione termica: la fibra d'argento può dissipare rapidamente la temperatura sulla pelle per ridurre la temperatura corporea e ottenere una sensazione di freschezza. Accelera il movimento dell'umidità per evaporazione, di conseguenza i capi in argento aumentano il benessere del corpo durante la stagione calda, minimizzando l'umidità a contatto con la pelle.

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

L'argento ha una buona conduttività elettrica, centinaia di volte maggiore di quella dei metalli conduttivi generali. È il principio base della conduttività elettrica e della resistenza alle radiazioni. Il tessuto in fibra d'argento è eccellente materiale per schermare le radiazioni elettromagnetiche.

CONDUTTIVITÀ E ANTISTATICITÀ

Grazie all'elevata conduttività l'argento può eliminare l'elettricità statica. La funzione di schermatura elettromagnetica (se presente una piccola quantità di fibra d'argento sui vestiti) eliminerà rapidamente l'elettricità statica generata dall'attrito, rendendo i prodotti più confortevoli.

TUTTO NATURALE

La fibra d'argento è composta da argento puro, elemento naturale privo di effetti collaterali e tossici.



BALTO LA QUALITÀ MADE IN ITALY

