

SOSPENSORE POSTERIORE



OPZIONE: Questo articolo può essere fornito anche con pettorina come indicato nella seconda foto, con una maggiorazione del 30% sul prezzo.



Qualora si volesse tenere il sospensore sul cane anche quando questo è a riposo, è consigliabile l'uso della pettorina che mantiene in sede l'imbracatura anche quando non viene tenuta dalla maniglia.

TAGLIA	MISURE IN CENTIMETRI	N° MAGNETI INSERIBILI		
S S+	Circonferenza Coscia cm. 20 Circonferenza Coscia cm. 25	6		
M M+	Circonferenza Coscia cm. 29 Circonferenza Coscia cm. 33	8		
L L+	Circonferenza Coscia cm. 38 Circonferenza Coscia cm. 43	10		
XL XL+	Circonferenza Coscia cm. 48 Circonferenza Coscia cm. 53	12		
XXL	Circonferenza Coscia cm. 58	16		

N.B: La misura importante di questo articolo è la circonferenza della Coscia superiore, e il sesso del Cane. E' possibile ordinare lo stesso articolo su misura, previa vostra comunicazione, sulla scorta delle dimensioni fornite dal cliente. In questo caso la consegna potrà avvenire 4 - 6 giorni dopo la conferma dell'ordine.